


# Manuel d'utilisateur

POD 010 040 / POD 010 070



## Spectrophotomètre didactique supérieur

*Pour trouver toutes les informations, des exemples d'applications,  
Et la toute dernière version de ce document :*

*Par mail [didalab@didalab.fr](mailto:didalab@didalab.fr)*

*Ou sur internet [www.didalab.fr](http://www.didalab.fr)*

**Les fichiers d'installation sont disponibles à l'adresse :**

**[www.ulice.com/cd SPID 2.601.zip](http://www.ulice.com/cd%20SPID%202.601.zip)**

Si vous avez la moindre question n'hésitez pas à nous contacter :

*Le service commercial à votre écoute :*

*[david.allanic@didalab.fr](mailto:david.allanic@didalab.fr) - [david.valensi@didalab.fr](mailto:david.valensi@didalab.fr) - [stephanie.k@didalab.fr](mailto:stephanie.k@didalab.fr)*

*Ou le service après-vente si besoin :*

*[sav@didalab.fr](mailto:sav@didalab.fr)*

## Sommaire :

### I. Contenu

- 1- Matériel fourni avec les deux appareils
- 2- Contenu spectrométrique.
- 3- Contenu spectrophotométrique.

### II. Présentation

- 1- Performances de l'appareil.
- 2- Montage Czerny Turner.

### III. Installations Informatiques

- 1- Installation du logiciel.
- 2- Installation de l'appareil.
- 3- Installations des drivers

### IV. Pré requis avant l'utilisation du matériel

- 1- Branchement de la fibre au spectrophotomètre.
- 2- Branchement de la fibre au module d'absorption pour une mesure spectrophotométrique.

### V. Manipulations en mode spectrométrie.

- 1- Les différents modes de visualisation en spectrométrie.
- 2- Acquisition d'un spectre monochromatique.
- 3- Acquisition et visualisation d'un doublet parallèle entre le mercure et le sodium.
- 4- Acquisition du pic d'absorption du sodium.
- 5- Les sources « blanches ».
- 6- Transmission et absorption de filtres RVB.
- 7- Acquisition de différents filtres.
- 8- Comparatif entre une lampe « type » néon et une lampe au néon.
- 9- Acquisition d'un spectre de faible intensité.
- 10- Acquisition du spectre solaire et visualisation des raies de Fraunhofer.
- 11- Acquisition de différentes sources spectrales.
- 12- Acquisition du spectre d'une synthèse des couleurs.
- 13- Utilisation de la fonction « réponse plate ».
- 14- Utilisation de la fonction colorimétrie.

### VI. Manipulations pour une acquisition spectrophotométrique de la loi de Beer-Lambert.

- 1- Acquisition de solutions du dakin et de permanganate de potassium à l'aide d'une fourche optique.
- 2- Acquisition de solutions de menthe à l'eau.
- 3- Acquisition de solutions de thé.

### VII. Manipulation pour une mesure spectrophotométrique en cinétique.

- 1- Acquisition d'une solution de cristal violet.
- 2- Acquisition d'une solution d'iodure  $I^-$   $H_2O_2$ .

### VIII. Les principales fonctions logicielles.

- 1- Mode spectrométrie
- 2- Mode cinétique
- 3- Mode Beer-Lambert

## I. Contenu


### 1- Matériel commun aux deux appareils (POD 010 040 / POD 010 070)

En plus du spectromètre il vous sera fourni :



- Un câble USB

- Ce manuel d'utilisateur version papier. Il vous sera possible d'accéder au manuel d'utilisateur en version informatique via l'aide Acrobat.



### 2- Contenu Spectrométrique. (POD 010 070)



Le spectromètre vous sera fourni avec les accessoires ci-dessous.

- Fibre optique de 2 mètres
- 1 jeton porte fibre
- 1 cable USB

### 3- Contenu Spectrophotométrique. (POD 010 040)

Le spectrophotomètre vous sera fourni avec un lot de 100 cuves de 10 ml et les accessoires ci-dessus :

- Fibre optique de 2 mètres
- 1 jeton porte fibre
- 1 cable USB
- 1 module d'absorption et son alimentation (6V).



## II. Présentation

Le SPID USB est un spectromètre / spectrophotomètre didactique adapté pour les classes de seconde, première, terminale, BTS et classes préparatoires.

Cet appareil travaille dans le domaine du visible et est capable d'analyser un signal en temps réel, il est tout particulièrement adapté à des expériences et applications dans le cadre de :

- L'analyse de spectres d'émission, continus ou constitués de raies.
- L'analyse de spectres d'absorption, et de leur évolution dans le temps en 3D temps réel.
- Les applications de détection, ou de mesure photométriques.


### 1- Performances de l'appareil

- Plage spectrale 380 – 860 nm
- Résolution en longueur d'onde :  $> 1$  nm
- Transmission : de 0 à 100 %, résolution 0,1%
- Absorption : de 0 à 2.5 résolutions 0,1%
- Précision de mesure: 0,8 nm
- Largeur \* Longueur \* Hauteur : 315 x 322 x 175 mm
- Lampe Quartz halogène 6V - 10W
- Détecteur CCD linéaire silicium

### 2- Montage Czerny Turner

Le montage utilisé est du type Czerny Turner. Il comprend, hors la source quasi-ponctuelle (fibre optique) et le capteur CCD, 2 miroirs et un réseau.

- Fibre optique : gradient d'indice multimode, diamètre de cœur : 50  $\mu\text{m}$ , ouverture numérique : 0,23 (demi angle d'acceptance / d'émission :  $14,5^\circ$ ).
- Miroirs : concave sphérique, focale 200 mm.
- Réseau blazé à 500 nm, 600 traits / mm.
- Détecteur CCD : 2048 pixels sur 28,7 mm, taille d'un pixel : 14  $\mu\text{m}$  x 200  $\mu\text{m}$ .



### III. Installations Informatiques

#### 1- Installation du logiciel


##### ATTENTION :

NE BRANCHEZ PAS VOTRE APPAREIL AVANT D'AVOIR LU L'ENSEMBLE DES INSTRUCTIONS DE CE DOCUMENT SUIVEZ LES DANS L'ORDRE

1- Insérer le CD-ROM dans votre lecteur. L'installation automatique du logiciel doit commencer (attendre environ 30 secondes). Si cela n'est pas le cas, explorer le CD et exécuter le fichier « SPID.exe ».


2 - Suivre les instructions.

3 - Vous venez d'installer le logiciel.




#### 2- Installation de l'appareil

1- Brancher le port USB de l'appareil. Windows détecte automatiquement un nouveau périphérique. La boîte de dialogue suivante apparaît => Rendez-vous directement en page 8 (3- Installation des drivers).



2- **Si cette boîte de dialogue n'apparaît pas**, dans le menu démarrer, cliquer droit sur le poste de travail puis cliquer sur propriétés.









3- Cliquer sur l'onglet matériel puis sur l'icône gestionnaire de périphérique.

4- La boîte de dialogue « Device Manager » s'affiche. Sélectionner le « contrôleur de Bus USB » pour installer les « Bus » de l'appareil.

5- Après avoir sélectionné sur « ULICE USB serial converter »

La boîte de dialogue ci-dessous apparaît, sélectionner l'onglet « pilote » et cliquer sur « Mettre à jour le pilote ».

« L'assistant d'ajout de nouveau matériel détecté » apparaît.



Réaliser la même procédure pour le contrôleur de « Port ».


Si un onglet « Ports (COM et LPT) » est utilisable dans « Device Manager » installer le via cet onglet. Sinon vous pouvez installer le « Port » de l'appareil via la « Contrôleur de BUS »

Vous pouvez maintenant suivre la procédure en page 8.



### 3- Installation des drivers

1 – Brancher le port USB de l'appareil. Windows détecte automatiquement un nouveau périphérique.

2 – Choisir « Non, pas pour cette fois » et cliquer sur « Suivant »




3 – Une nouvelle boîte de dialogue apparaît. Choisir « Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié » et cliquer sur « Suivant »




4 – Choisir « Ne pas rechercher. Je vais choisir le pilote à installer » et cliquer sur « Suivant ».

5 – Cliquer sur « Disque fourni ».







- 6 – Une nouvelle boîte de dialogue apparaît.  
Cliquez sur « Parcourir ». Rechercher l'emplacement du CD d'installation et suivre les étapes ci-après.



- 7 – Vous vous retrouvez sur la fenêtre de l'étape 5. Cliquez sur « Suivant », l'installation se lance. Cliquez sur terminer.





- 8 – Une nouvelle boîte de dialogue apparaît. Choisir « Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié » et cliquer sur « Suivant »



- 9 – Choisir « Ne pas rechercher. Je vais choisir le pilote à installer » et cliquer sur « Suivant ».




10 – Cliquer sur « Contrôleurs de bus USB » et cliquer sur « Suivant ».



11 – Cliquer sur « Disque fourni ». Une nouvelle boîte de dialogue apparaît. Cliquer sur « Parcourir ». Rechercher l'emplacement du CD d'installation et suivre les étapes ci-après.



12 – Vous vous retrouvez sur la fenêtre de l'étape 5. Cliquer sur « Suivant », l'installation se lance. Cliquer sur terminer.



Votre Matériel est désormais prêt à l'emploi, vous pouvez lancer le logiciel.

Si vous rencontrez un problème ou avez la moindre question n'hésitez pas à nous contacter :

[david.allanic@didalab.fr](mailto:david.allanic@didalab.fr)

[david.valensi@didalab.fr](mailto:david.valensi@didalab.fr)

[stephanie.k@didalab.fr](mailto:stephanie.k@didalab.fr)

## IV. Pré requis avant l'utilisation du matériel

### 1- Branchement de la fibre au spectrophotomètre

La fibre optique est un élément relativement fragile qui nécessite de prendre quelques précautions lors de sa connexion au spectrophotomètre. Nous vous recommandons de suivre les étapes suivantes :



Le connecteur fibre optique répond au standard FC/FC. La fibre est située à l'extrémité de la fêrle en céramique blanche.

L'embase plastique est munie d'un ergot de fixation destiné à s'emboîter à la partie femelle du connecteur.

Repérer visuellement la position de l'ergot sur le cordon et sur le connecteur.



Insérez l'extrémité du cordon dans l'embase femelle. Faire coïncider les ergots en pressant légèrement.

Ne pas tenter de visser avant que l'ergot du cordon coïncide avec celui de l'embase.



Une fois le connecteur en place, commencer à serrer, jusqu'à obtenir une résistance importante.

### 2- Branchement de la fibre au module d'absorption pour une mesure spectrophotométrique.

Le module d'absorption est constitué, d'un porte cuve, ainsi que d'une source lumineuse halogène collimatée et d'un ventilateur.

Les cuves acceptées sont des cuves plastiques de trajet optique 10 mm standard. (Mesures extérieurs d'une strie à l'autre 12 mm. D'un côté lisses à l'autre 13 mm.)

Pour utiliser le module d'absorption, connecter :

- l'extrémité de la fibre à son connecteur (l'autre extrémité est reliée au spectrophotomètre)
- Le module d'absorption est directement alimenté sur secteur par l'intermédiaire de la connectique jack. L'alimentation permettant d'assurer le fonctionnement de l'ampoule et du ventilateur



## V. Manipulations en mode spectrométrie.

### 1- Les différents modes de visualisation en spectrométrie.

Ce comparatif sera réalisé avec l'acquisition d'une lampe type néon ou fluo compact.


Le logiciel vous propose trois modes d'affichages, du plus courant pour l'affichage normal au plus visuel.

#### A- Affichage normal.



Le mode standard, Normal, correspond à la visualisation du spectre, permettant d'avoir une idée de l'intensité relative en fonction des longueurs d'onde.


Ce mode vous permettra de mieux visualiser l'ensemble de vos courbes lors d'une mise en superposition.



#### B- Affichage coloré.



Le mode Affichage coloré complète le mode Normal, en lui ajoutant une information de couleur représentative de la longueur d'onde.




#### C- Affichage visuel.



Le mode Visuel correspond à une représentation en bâtonnets colorés d'intensité proportionnelle à celle du spectre.

Ce mode s'apparente à la visualisation dans les spectroscopes à main ainsi qu'au travers d'un réseau de diffraction.



## 2- Acquisition d'un spectre monochromatique. (Laser)

Cette étude va nous permettre d'acquérir le spectre d'un laser ou d'une diode laser.

1- Dans l'onglet **paramètre**, cliquez sur la fonction **acquisition**, puis cocher « gérer automatiquement la sensibilité » afin que l'appareil se calibre automatiquement, pour vous donner le meilleur spectre possible sans saturation.



2- Placer votre fibre optique dans la direction de votre laser ou diode laser.




3- Cliquer sur l'icône de **temps réel** afin d'observer le spectre osciller dans le temps.




4- Enfin, cliquer sur l'icône **acquisition** afin de figer votre spectre et l'exploiter sans risque de variation.



5- Des curseurs horizontaux et verticaux  sont utilisables en mode figé ou temps réel. Les curseurs verticaux affichent la longueur d'onde, les horizontaux affichent le pourcentage comparé au maximum de la dynamique. Nous utiliserons des curseurs verticaux dans notre cas.

Curseurs	
x1= 652.7 nm	y1= 46.8 %
x2= 655.2 nm	y2= 93.6 %
x2-x1= 2.6 nm	y2-y1= 46.8 %





Spectre d'une diode laser rouge  
POD 013 133

Remarque :

La plus grande précision du laser est due au phénomène d'excitation produite dans la cavité optique du dispositif. En effet, le photon d'énergie fait passer l'atome de son état fondamental vers son état excité. Quant à la diode laser, ses caractéristiques sont proches de celles des lasers conventionnels. La plus faible longueur de la cavité, quelques centaines de micromètres au lieu de quelques dizaines de centimètres, entraîne une plus grande divergence du faisceau.

### 3- Acquisition et visualisation d'un doublet (mercure / sodium).

1- Dans l'onglet **paramètre**, cliquez sur la fonction **acquisition**, puis cocher « gérer automatiquement la sensibilité » afin que l'appareil se calibre automatiquement, pour vous donner le meilleur spectre possible sans saturation.



2- Placer votre fibre optique dans la direction de votre source.








3- Cliquer sur l'icône de **temps réel** afin d'observer le spectre osciller dans le temps.




4- Enfin cliquer sur l'icône **acquisition** afin de figer votre spectre et l'exploiter sans risque de variation.



5- Vous avez la possibilité de zoomer sur votre courbe grâce à l'icône  . Pour zoomer, activer le bouton «  m » ou activer le clic droit de la souris pour utiliser le zoom. Définir ensuite une fenêtre sur le spectre en cliquant une première fois à l'une des extrémités de la zone à observer, puis, tout en maintenant le bouton gauche enfoncé, placer la fenêtre jusqu'à l'autre extrémité. Relâcher alors le bouton gauche. Pour revenir à l'affichage normal cliquer sur l'icône .




Spectre du Mercure



Doublet du mercure




6- Pour réaliser l'acquisition du spectre du sodium procéder de la même manière qu'avec le mercure.




Le doublet du sodium n'est pas visualisable sur le SPID car les raies constituant ce doublet sont espacées de 0,6 nm.

En effet, pour visualiser le doublet d'une lampe spectrale il faut, que chaque pic soit lu individuellement et qu'ils soient espacés d'au moins 1 pixel.

Doublet du Mercure :



Doublet du Sodium :




Conclusion :

Un pixel, ne pouvant dissocier plusieurs pics, assimilera le doublet du sodium à un seul et même pic.

#### 4- Acquisition du pic d'absorption du sodium.

1- Allumer tout d'abord une bougie.

2- Réaliser un alignement, entre la bougie et la fibre optique placée sur son jeton porte fibre.



3- Placez-vous en mode **temps réel** grâce à l'icône.




4- Verser du sel sur la bougie, tout en cliquant l'icône **acquisition**



afin de figer votre spectre et l'exploiter sans risque de variation.

5- Vous obtenez le spectre suivant.



Spectre d'une bougie avec du sel  
(pic du sodium)

## 5- Les sources « Blanches »

Voici un comparatif de quelque source de notre quotidien.

1- Dans l'onglet **paramètre**, cliquez sur la fonction **acquisition**, puis cocher « gérer automatiquement la sensibilité » afin que l'appareil se calibre automatiquement, pour vous donner le meilleur spectre possible sans saturation.




2- Placer votre fibre optique en direction de la source désirée.




3- Cliquer sur l'icône de **temps réel** afin d'observer le spectre osciller dans le temps.




4- Enfin cliquer sur l'icône **acquisition** afin de figer votre spectre et l'exploiter sans risque de variation.




Spectre du néon



Spectre d'une lampe fluo compact




Spectre d'une lampe halogène



Spectre d'une LED



## 6- Transmission et absorption de filtres RVB.


1- Réaliser tout d'abord un alignement (avec ou sans banc optique), entre la source lumineuse polychromatique, le filtre et la fibre optique.




2- Allumer votre source polychromatique.


3- Dans l'onglet **paramètre**, cliquez sur la fonction **acquisition**, puis décochez « gérer automatiquement la sensibilité ». Réglez la sensibilité de manière à ne pas saturer.







4- Réaliser un blanc en cliquant sur l'icône  présent sur le logiciel et cocher l'onglet « courbe active à l'écran », puis valider.



5- Placez-vous en mode **temps réel** grâce à l'icône .

6- Réaliser votre acquisition en cliquant l'icône **acquisition**  de figer votre spectre et l'exploiter sans risque de variation.

7- Le bouton de superposition  permet d'afficher simultanément à l'écran plusieurs spectres. Une fois enclenché, les différentes acquisitions ou ouvertures de fichiers se superposent  à l'écran. Le bouton  supprime une des courbes.



## 7- Acquisitions avec différents filtres.


Voici l'exemple d'acquisition de différents filtres.

1- Réaliser tout d'abord un alignement, entre la source lumineuse polychromatique, le filtre et la fibre optique.

2- Allumer votre source polychromatique.


3- Dans l'onglet **paramètre**, cliquez sur la fonction **acquisition**, puis décocher « gérer automatiquement la sensibilité ». Régler la sensibilité de manière à ne pas saturer.




4- Réaliser un blanc en cliquant sur l'icône  présent sur le logiciel et cocher l'onglet « courbe active à l'écran », puis valider.




5- Placez-vous en mode **temps réel** grâce à l'icône .


6- Réaliser votre acquisition en cliquant l'icône **acquisition**  de figer votre spectre et l'exploiter sans risque de variation.




Transmission d'un filtre vert en gélatine



Transmission d'un filtre interférentiel





Transmission d'un filtre dichroïque magenta



Transmission d'un filtre anti-calorique

## 8- Comparatif entre une lampe « type » néon et une lampe au néon.

1- Dans l'onglet **paramètre**, cliquez sur la fonction **acquisition**, puis cocher « gérer automatiquement la sensibilité » afin que l'appareil se calibre automatiquement, pour vous donner le meilleur spectre possible sans saturation.



2- Placer votre fibre optique dans la direction de votre source.




3- Cliquer sur l'icône de **temps réel** afin d'observer le spectre osciller dans le temps.




4- Enfin cliquer sur l'icône **acquisition** afin de figer votre spectre et l'exploiter sans risque de variation.




5- Des curseurs horizontaux et verticaux  sont utilisables en mode figé ou temps réel. Les curseurs verticaux affichent la longueur d'onde, les horizontaux affichent le pourcentage comparé au maximum de la dynamique. Nous utiliserons des curseurs verticaux dans notre cas.

Curseurs  
x1= 641.1 nm  
x2= 704.4 nm  
x2-x1= 63.2 nm



Spectre d'une lampe type Néon

Curseurs  
x1= 546.1 nm  
x2= 610.2 nm  
x2-x1= 64.1 nm




Spectre d'une lampe au Néon


On s'aperçoit ici que les raies d'une lampe type néon, lampe fluorescente ou encore fluo compact sont celle du mercure. La présence de poudres fluorescentes et d'un gaz à base de vapeur de mercure dans le tube produit ainsi les raies caractéristiques du mercure sur le spectre.



### 9- Acquisition du spectre d'une synthèse des couleurs.

Nous avons utilisé pour notre expérience la synthèse des couleurs (POD 010 066) dans la pénombre, ainsi qu'avec le SPID en mode  réel, afin de visualiser l'évolution du spectre au cours du temps.


1- Dans l'onglet **paramètre**, cliquez sur la fonction **acquisition**, puis cocher « gérer automatiquement la sensibilité » afin que l'appareil se calibre automatiquement, pour vous donner le meilleur spectre possible.



2- Placer votre fibre optique dans la direction de la synthèse des couleurs.



3- Cliquer sur l'icône de **temps réel** afin d'observer le spectre osciller dans le temps.



## 10- Acquisition du spectre solaire et définition des raies de Fraunhofer.

1- Dans l'onglet **paramètre**, cliquez sur la fonction **acquisition**, puis cocher « gérer automatiquement la sensibilité » afin que l'appareil se calibre automatiquement, pour vous donner le meilleur spectre possible sans saturation.




2- Placer votre fibre optique dans la direction du soleil.



3- Cliquer sur l'icône de **temps réel** afin d'observer le spectre osciller dans le temps.



4- Enfin cliquer sur l'icône **acquisition** afin de figer votre spectre et l'exploiter sans risque de variation.



Nous pouvons observer les raies de Fraunhofer se dessiner sur notre courbe.

## 11- Acquisition de différentes sources spectrales.

Voici l'exemple d'acquisition de différentes sources spectrales.

1- Dans l'onglet **paramètre**, cliquez sur la fonction **acquisition**, puis cocher « gérer automatiquement la sensibilité » afin que l'appareil se calibre automatiquement, pour vous donner le meilleur spectre possible sans saturation.




2- Placer votre fibre optique dans la direction de la source.


3- Cliquer sur l'icône de **temps réel** afin d'observer le spectre osciller dans le temps.




4- Enfin cliquer sur l'icône **acquisition** afin de figer votre spectre et l'exploiter sans risque de variation.




Spectre du Cadmium  
POF 010 063



Spectre de l'Hélium  
POF 010 067



Spectre du Zinc  
POF 010 065




Spectre du Mercure/Cadmium  
POF 010 064

## 12- Acquisition d'un spectre de faible intensité.

Certaines sources lumineuses étant de faible intensité, sont difficilement visualisables avec une fibre optique de 50 $\mu$ m à une sensibilité de 500 ms (limite de l'appareil).

Nous vous proposons donc pour ce type de manipulation une fibre optique de 100 $\mu$ m (POD 010 066) vous permettant de réaliser des acquisitions de spectres de très faible intensité.

1- Dans l'onglet **paramètre**, cliquez sur la fonction **acquisition**, puis décocher « gérer automatiquement la sensibilité »




2- Placer votre fibre optique dans la direction de votre source de faible intensité.




3- Cliquer sur l'icône de **temps réel** afin d'observer le spectre osciller dans le temps.



4- Enfin cliquer sur l'icône **acquisition** afin de figer votre spectre et l'exploiter sans risque de variation.



Spectre LED de veilleuse  
Rouge



Spectre LED de veilleuse  
Vert


Lors de vos acquisitions en faible intensité un collimateur pour fibre optique (POD 010 072) est utilisable et permet de multiplier votre flux lumineux capté par la fibre optique par 2.

### 13- Utilisation de la fonction « réponse plate ».

Le spectrophotomètre temps réel, dispose d'un étalonnage en intensité qui restitue une « réponse plate » pour toutes les longueurs d'onde, lorsque la correction est appliquée.

Chaque pixel n'a pas la même sensibilité suivant les longueurs d'ondes, elle est différente pour le rouge et le bleu par exemple. Les pixels auront donc une sensibilité similaire pour toutes les longueurs d'ondes, une fois la correction appliquée.

1- Dans l'onglet **paramètre**, cliquez sur la fonction **acquisition**, puis cocher « gérer automatiquement la sensibilité » afin que l'appareil se calibre automatiquement, pour vous donner le meilleur spectre possible sans saturation.



2- Placer votre fibre optique dans la direction d'une source continue, dans notre cas nous réaliserons l'acquisition sur le module d'absorption de l'appareil.


3- Cliquer sur l'icône de **temps réel** afin d'observer le spectre osciller dans le temps.




4- Enfin cliquer sur l'icône **acquisition** afin de figer votre spectre et l'exploiter sans risque de variation.



5- Pour utiliser la fonction de « réponse plate », réalisez votre acquisition comme expliqué ci-dessus et cliquez sur l'icône de réponse plate.



Acquisition sans la fonction réponse plate





Acquisition avec la fonction réponse plate

## 14- Utilisation de la fonction colorimétrie.

Le mode colorimétrie nous permet de pouvoir calculer la température de couleur d'une source inconnue et de placer celle-ci sur le Spectrum Locus.

La température de couleur est en degrés Kelvin. Les courbes RVB sont celles de référence d'un « œil humain parfait ».

1- Dans l'onglet **paramètre**, cliquez sur la fonction **acquisition**, puis cocher « gérer automatiquement la sensibilité » afin que l'appareil se calibre automatiquement, pour vous donner le meilleur spectre possible sans saturation.



2- Placer votre fibre optique dans la direction de la source, dans notre cas nous réaliserons l'acquisition sur le module d'absorption de l'appareil.

3- Cliquer sur l'icône de **temps réel** afin d'observer le spectre osciller dans le temps.




4- Enfin cliquer sur l'icône **acquisition** afin de figer votre spectre et l'exploiter sans risque de variation.



5- Pour utiliser la fonction de colorimétrie, réalisez votre acquisition comme expliqué ci-dessus et cliquez sur l'icône de colorimétrie.



6- Pour observer votre température sur le spectrum locus, cliquez sur l'icône de température **T°K**.






## VI. Manipulations type pour une acquisition de la loi de Beer-Lambert.

### 1- Acquisition de plusieurs solutions de dakin et de permanganate de potassium avec une fourche optique.

1- Réaliser tout d'abord plusieurs solutions de dakin et de permanganate de potassium. Le dakin étant présent dans le permanganate de potassium, cette étude s'effectuera à l'aide du module d'absorption pour le dakin et à l'aide d'une fourche optique pour le permanganate de potassium.



2- Dans l'onglet **paramètre**, **acquisition**, décocher la sensibilité automatique s'il y a lieu d'être. Puis, cliquer sur mesure en absorbance.




3- Placer une fourche optique (POF 010 365) à la place de votre module d'absorption.

3- Réaliser un blanc en cliquant sur l'icône présent sur le logiciel et cocher l'onglet « courbe active à l'écran », puis valider.




4- Réaliser la mesure spectrophotométrique de votre concentration depuis l'onglet spectre en utilisant le . Puis, avec les curseurs trouver le maximum d'intensité en longueur d'onde .



5- En bas à gauche changer la longueur d'onde de centrage. (**ATTENTION** : Si vous changez votre longueur d'onde de centrage pendant vos mesures, elles seront toutes effacées).




6- Vous pouvez maintenant réaliser vos mesures de concentration. A chaque différente concentration cliquez sur nouveau point et en fin de manipulation, vous pouvez si vous le désirez exporter votre courbe.



7- Vous obtiendrez la courbe suivante.





Fourche Optique  
POF 010 365






## 2- Acquisition de plusieurs solutions de thé.

- 1- Faire infuser un sachet de thé dans une casserole contenant un fond d'eau bouillante.
- 2- Retirer ensuite le sachet de thé après infusion.
- 3- Verser différentes concentration de thé dans différentes cuves.
- 4- Dans l'onglet **paramètre**, **acquisition**, décocher la sensibilité automatique s'il y a lieu d'être. Puis, cliquer sur mesure en absorbance.





- 5- Réaliser un blanc en cliquant sur l'icône  présent sur le logiciel et cocher l'onglet « courbe active à l'écran », puis valider.



- 6- Réaliser la mesure spectrophotométrique de votre concentration depuis l'onglet spectre en utilisant les icônes  ,  . Puis, avec les curseurs trouver le maximum d'intensité en longueur d'onde.

- 7- En bas à gauche changer la longueur d'onde de centrage. (**ATTENTION** : Si vous changez votre longueur d'onde de centrage pendant vos mesures, elles seront toutes effacées).





- 8- Procéder à l'acquisition de vos différentes solutions de thé.
- 9- Vous aurez la surprise de constater que l'ajout d'une quantité quelconque d'eau pure n'altère en rien la coloration du liquide, aussi *contre-intuitif* que cela puisse paraître.
- 10- La raison en est que le paramètre de concentration diminue exactement de la même valeur qu'augmente celui d'épaisseur à traverser.
- 11- La quantité de pigment traversée par la lumière, reste nécessairement la même du fait du parallélisme des parois de la cuve.


## VII. Manipulation type pour une mesure en cinétique.


### 1- Acquisition d'une solution de cristal violet.

1- Dans l'onglet **paramètre**, **acquisition**, cliquer sur mesure en absorbance, réaliser une moyenne sur un certain nombre d'acquisition (10 par exemple) et imposer un filtre sur l'appareil.




2- Réaliser un blanc en connectant votre fibre au module d'absorption avec une cuve remplie d'eau. Puis cliquer sur l'icône  et cocher l'onglet « courbe active à l'écran » et valider.




3- Cliquer sur l'icône,  la fenêtre suivante s'affiche.


Vous pouvez ainsi contrôler la durée totale de l'acquisition et contrôler la durée du pas, temps de prise entre deux points. Une fois tous ces éléments contrôlés cliquer sur démarrer votre figure s'affichera en temps réel.




4- Des curseurs en secondes et en longueurs d'onde sont applicables. Pour les utiliser il vous suffit de changer les données.




5- La courbe 1 permet de visualiser l'absorption en fonction du temps à la longueur d'onde donnée. La courbe 2 permet de visualiser le temps en fonction de la longueur d'onde. La courbe 3 permet de visualiser l'absorption en fonction de la longueur d'onde au temps donné. Enfin, la courbe 4 en trois Dimensions permet de visualiser simultanément les trois courbes. Lors de votre acquisition les courbes 1 et 4 se traceront en temps réel au cours de votre d'acquisition. (Seules les courbes 1, 3, 4 ont la possibilité d'être vue en plein écran lorsqu'on double clique dessus).



Explication de la courbe numéro 4 :



Variation de la courbe en fonction des curseurs de longueur d'onde et de temps :




On s'aperçoit que lorsqu'on modifie le curseur des secondes la courbe numéro 3 est modifiée. Lorsqu'on modifie le curseur des longueurs d'onde la courbe 1 est modifiée.


Une fois que vous aurez réalisé vos mesures il vous sera possible de les exporter via [Fichier / Exporter](#).

## 2- Acquisition d'une solution d'iodure $\text{I}^-$ $\text{H}_2\text{O}_2$ .


1- Dans l'onglet **paramètre**, **acquisition**, cliquer sur mesure en absorbance, réaliser une moyenne sur un certain nombre d'acquisition (10 par exemple) et imposer un filtre sur l'appareil.





2- Réaliser un blanc en connectant votre fibre au module d'absorption avec une cuve remplie d'eau. Puis cliquer sur l'icône  et cocher l'onglet « courbe active à l'écran » et valider.




3- Des curseurs en secondes et en longueurs d'onde sont applicables. Pour les utiliser il vous suffit de changer les données.




4- Insérer votre cuve dans le module d'absorption, versez votre solution et votre réactif.

5- Cliquer sur l'icône,  la fenêtre suivante s'affiche. Vous  pouvez ainsi contrôler la durée totale de l'acquisition et contrôler la durée du pas, temps de prise entre deux points. Une fois tous ces éléments contrôlés cliquer sur démarrer votre figure 1 s'affichera en temps réel.



6- A la fin de votre acquisition d'Iodure  $\text{I}^-$   $\text{H}_2\text{O}_2$  vous observerez les courbes suivantes :



On s'aperçoit que lorsqu'on modifie le curseur des secondes la courbe numéro 3 est modifiée. Lorsqu'on modifie le curseur des longueurs d'onde la courbe 1 est modifiée.

Une fois que vous aurez réalisé vos mesures il est possible de les exporter via **Fichier / Exporter**.

## VIII. Les principales fonctions logicielles.

### 1- Mode spectrométrie.



## 2- Mode cinétique.



### 3- Mode Beer-Lambert



#### **4- Mode colorimétrie.**



- Fonctions d'exploitation des courbes.



## Ouvrir un fichier au format .spd



## Enregistrer au format .spd



Imprimer la courbe

- Fonctions d'acquisition des courbes.



## Visualiser le signal en temps réel



## Réaliser l'acquisition de votre courbe



## Superposer vos différentes courbes



### Supprimer une des courbes



### Choisir la courbe courante

- Fonctions de curseurs.



 Permettre de placer des curseurs Verticaux et Horizontaux



Permet d'afficher une grille



- Fonction de zoom.



Permet de zoomer de votre courbe



Permet de dézoomer sur votre courbe

- Fonction d'affichage



Affichage normal



Affichage Coloré



Affichage Visuel

- Fonction de colorimétrie



Fonction de colorimétrie



Fonction d'affichage de la température de couleur d'une source



Réaliser un blanc



Réponse plate



## ***Déclaration de Conformité***

*Directives du Conseil 89/336/CEE et 73/23/CEE*

DIDALAB  
5 rue du groupe Manoukian  
ZAC la clef Saint Pierre  
78990 ELANCOURT  
France

Déclare que l'appareil référencé:

SPID\_USB  
POD 010 040 - POD 010 070

A été conçu, fabriqué et commercialisé en conformité avec les normes:

**EN 61000-6-1:** Norme générique émission  
**EN 61000-6-3:** Norme générique immunité  
**EN 61010-1:** Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage,  
de régulation et de laboratoire

suivant les recommandations des Directives :

Directive Compatibilité Electro-Magnétique **89/336/CEE**  
Directive Basse Tension **73/23/CEE**



Elancourt, Juin 2012  
Emmanuel CINIGLIA  
Responsable Technique



## **1972 – 2012... 40 ans de conception et de fabrication françaises.**

**Une idée, une amélioration à apporter à l'un de nos produits ?  
Didalab développe pour vous !**

Avec la réforme de l'enseignement, les besoins en matériels évoluent. Pour que le matériel évolue lui aussi avec votre enseignement, il vous faut des entreprises chevronnées, efficaces et capables d'être à votre écoute et à même de comprendre vos contraintes.

Contactez-nous à l'adresse suivante : [developpement@didalab.fr](mailto:developpement@didalab.fr)

Nous étudierons avec vous votre demande et nous vous apporterons une réponse concrète sur la faisabilité de celle-ci. Tout cela en croisant les informations entre une équipe de professionnels et plusieurs de vos collègues en France ayant les mêmes besoins que vous.